


Muudetava asendiga käsipuu KASUTUSJUHE

EQUA
TOOTED



Muudetava asendiga käsipuu – paigaldatakse põhiliselt paarikaupa klapptooli või wc poti kõrvale, samuti nõrgemate seinte puhul, kuna toetusjalaga on kogu raskuskese viidud põrandale. Ülestõstetud asendis võtab vähe ruumi ja võimaldab potile ka külje pealt juurdepääsu. Dušinurka või klapptooli kõrvale, paigaldatavad käsipuud töödeldakse vastupidavuse eesmärgil enne värvimist tsingiga. **Garantii 12 kuud.**
Hoiatused! Nõrgemate seinte puhul oluline kasutada spetsiaalseid tüüpleid.

TOOTJA ANDMED:



OÜ HÄNDIKÄPP IMIDŽ

Lembitu 8, Tartu 50406

Tel. 7 384 444, Faks 7 409 331; info@equa.ee; www.equa.ee

